

# Ficha Técnica MultiShape



# MultiShape

## A Estrutura Geral



- A** APLICADOR CORPORAL  
36 KHz - Cavitação Ultrassônica
- B** APLICADOR FACIAL  
1,2 MHz - RF Multipolar, Vácuo  
LED Azul
- C** APLICADOR DE BRAÇOS E JOELHOS  
1,2 MHz - RF Multipolar, Vácuo  
LED Vermelho
- D** APLICADOR CORPORAL  
1,2 MHz - RF Multipolar, Vácuo  
LED Vermelho
- E** LCD TOUCHSCREEN
- F** CHAVE DE SEGURANÇA

MultiShape™

# Ficha Técnica

<b>Modelo</b>	<b>SLM-7650E</b>
<b>Fabricante</b>	Contourline Equipamentos Médicos e Estéticos Ltda
<b>Potência e frequência</b>	AC 200 ~ 220V, 50 / 60Hz
<b>Consumo de energia</b>	900VA
<b>Classificação (EN60601-1)</b>	Class1, Tipo BF
<b>Interface do usuário</b>	LCD 10.2 polegadas
<b>Dimensões (W D H )</b>	388 x 354 x 1095 mm
<b>Peso</b>	50 Kg
<b>RF</b>	Frequência: 1.2MHz Bi-Polar, Multi Polar, Max 150W Terapia de luz: LED Vermelho (630nm), LED Azul (430nm)
<b>Cavitação</b>	Frequência: 36KHz $\pm$ 10% Max Power: 50W Tipos de pulso: 4 (Contínuo, Pulse1, Pulse2, Auto)
<b>Vácuo</b>	Max Vácuo: 700mmHg 1 ~ 15Hz Pulse (Contínuo, Pulse, Super-Pulse)
<b>Temporizador do tratamento</b>	0~30min (Predefinir 10min)

**MultiShape™**



contourline<sup>®</sup>

 **(31) 3775 . 0709**

Contourline Equipamentos Médicos e Diagnósticos  
contato@contourline.com.br | contourline.com.br